

Anti-Plod1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02809

Artikelnummer: CM0017300

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PLOD1 (Lysyl-Hydroxylase 1) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Kollagenbiosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5351
GenID	5351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 488-727 von menschlichem PLOD1 (NP_000293.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q02809
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel