

Anti-Plod1 Kaninchen Pab Für Wb & Elisa - Q02809

Artikelnummer: CM0030616

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PLOD1 (Lysylhydroxylase 1) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Kollagenbiosynthese und Bindegewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5351
GenID	5351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-295 des humanen PLOD1 (NP_000293.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02809
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel