

Anti-Plod2/Lh2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000469

Artikelnummer: CM0006977

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PLOD2/LH2 (Lysylhydroxylase 2), validiert für WB und ELISA. Nachweist ein 85 kDa Protein in Proben von Mensch und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung von Kollagenvernetzung und -stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD2/LH2 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Aliase	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5352
GeneID	5352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-380 von menschlichem PLOD2/LH2 (NP_000926.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	000469
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel