

Anti-Plod2/Lh2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - 000469

Artikelnummer: CM0027466

Einführung

PLOD2/LH2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv bei Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekül ist Procollagen-Lysin,2-Oxoglutarat-5-Dioxygenase 2, ein Schlüsselenzym bei der Kollagen-Vernetzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD2/LH2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5352
Gen-ID	5352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-380 des menschlichen PLOD2/LH2 (NP_000926.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000469
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku