


Anti-Plod3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60568

Artikelnummer: CM0017036



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLOD3 (LH3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines PLOD3, eine multifunktionelle Prokollagen-Lysin-Hydroxylase und Glycosyltransferase, die für die Kollagenbiosynthese und die Bildung der Basalmembran essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LH3; PLOD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8985
GenID	8985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-280 von humanem PLOD3 (NP_001075.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60568
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel