


Monoklonaler Anti-Plod3/Lh3-Antikörper Für Wb, Elisa - O60568

Artikelnummer: CM0002150



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PLOD3 (LH3), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines PLOD3 mit einem Molekulargewicht von 85 kDa. Geeignet für die Forschung zur Kollagenmodifikation.

[Mehr erfahren](#)

Feld	Wert
Produktname	PLOD3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	LH3; PLOD3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8985
Gen-ID	8985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-306 von humanem PLOD3 (NP_001075.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60568
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel