

Anti-Plp1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P60201

Artikelnummer: CM0013664



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches PLP1 (Myelin-Proteolipidprotein), geeignet für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Myelin und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	5354
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 102-148 von menschlichem PLP1 (NP_955772.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60201
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel