

Anti-Plp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P60201

Artikelnummer: CM0023007



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PLP1 (Myelin-Proteolipid-Protein), validiert für WB, IHC, IF und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Neurowissenschaften und Myelin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PLP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Spezies	Mensch
GenID	5354
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-150 von humanem PLP1 (NP_000524.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60201
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel