

Anti-Pls1 (Plastin-1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14651

Artikelnummer: CM0017634

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Plastin-1 (PLS1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Bündelung und Stereozilien-Bildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNA76; PLS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5357
Gen-ID	5357
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem PLS1 (NP_001165783.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14651
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel