


Anti-PLS3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P13797

Artikelnummer: CM0027378



Einführung

Der Anti-PLS3 Kaninchen-Polyklonale Antikörper richtet sich gegen Plastin-3 (T-Plastin), ein Aktin-bündelndes Protein. Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Osteoporose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMND18; T-Plastin; PLS3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5358
Gen-ID	5358
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch,Maus,Ratte
SWISS	P13797
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel