

Anti-Plscr3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nry6

Artikelnummer: CM0015351

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen menschliches Phospholipid-Scramblase 3 (PLSCR3). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt mitochondriales Scramblase, das an der Cardiolipin-Translokation und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLSCR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLSCR3
Spezies	Mensch
GenID	57048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-295 von menschlichem PLSCR3 (NP_065093.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRY6
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel