

Anti-Plscr3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nry6

Artikelnummer: CM0003241

Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLSCR3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erwartetes Molekulargewicht ~32 kDa. Geeignet für Forschung an mitochondrialer Phospholipid-Scramblase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLSCR3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PLSCR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57048
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PLSCR3 (Q9NRY6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRY6
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel