

## Anti-Pltp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55058

Artikelnummer: CM0008407

### Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Anti-PLTP monoklonaler Antikörper für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes humanes, murines und rattenphospholipidtransferprotein (~55 kDa). Unterstützt die HDL-Remodellierung und die Lipidtransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PLTP Kaninchen mAb                                                     |
| Bemerkungen/Alias | BPIFE; HDLCQ9; PLTP                                                    |
| Spezies           | Human                                                                  |
| Gen-ID (Human)    | 5360                                                                   |
| Gen-ID            | 5360                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid entsprechend aa 200-300 von humanem PLTP (P55058) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                              |
| Kategorie         | Monoklonaler Antikörper                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                            |
| SWISS             | P55058                                                                 |
| Proteingewicht    | 55kDa                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                              |