

Anti-Pltp Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P55058

Artikelnummer: CM0029391

Einführung

Hochwertiger Anti-PLTP Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber menschlicher und murine PLTP. Ideal für die Erforschung von Lipidtransfer, HDL-Remodellierung und Cholesterinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PLTP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5360
GenID	5360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 142-441 der menschlichen PLTP (NP_872617.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P55058
Proteinmasse	55kDa
Versand	Eisbeutel