

Anti-Plvap-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bx97

Artikelnummer: CM0018304

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes PLVAP (PV1), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von endothelialen Fenestrationsen, vaskulärer Permeabilität und Diaphragmen in der mikrovaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLVAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
Spezies	Mensch
Gen-ID	83483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 63-442 von humanem PLVAP (NP_112600.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BX97
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel