

Anti-Plxna3 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P51805

Artikelnummer: CM0013182

Einführung

Anti-PLXNA3 Kaninchen-polklonale Antikörper, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Erkennt menschliches PLXNA3, einen Semaphorin-Rezeptor, der an Axonleitung und neuronale Entwicklung beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaften und zelluläre Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLXNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55558
GenID	55558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 950-1150 von menschlichem PLXNA3 (NP_059984.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51805
Proteingewicht	208 kDa
Versand	Eispackung