

Anti-Plzf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Artikelnummer: CM0030271



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PLZF (ZBTB16/ZNF145), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von transkriptioneller Repression und myeloider Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLZF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLZF; ZNF145
Spezies	Human
Gen-ID	7704
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 199-300 von humanem PLZF (NP_005997.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05516
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eistasche