

Anti-Plzf Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb - Q05516

Artikelnummer: CM0002570



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes PLZF (ZBTB16/ZNF145) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur transkriptionellen Regulation und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLZF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLZF; ZNF145
Spezies	Mensch
Gen-ID	7704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 199-300 von humanem PLZF (NP_005997.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05516
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel