


Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13794

Artikelnummer: CM0025355



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PMAIP1 (NOXA), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Apoptose- und mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMAIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APR, NOXA, PMAIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5366
GeneID	5366
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-54 von humanem PMAIP1 (NP_066950.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13794
Proteingewicht	6kDa
Versand	Eistüte