

Anti-Pmch Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20382

Artikelnummer: CM0026030



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PMCH, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus und zielt auf das Pro-MCH-Vorläuferprotein (~19 kDa) ab. Ideal für Neuropeptidforschung, Adipositas- und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMCH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MCH; ppMCH; PMCH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5367
Gen-ID	5367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-165 von humanem PMCH (NP_002665.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20382
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel