

Anti-Pmel (Gp100) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40967

Artikelnummer: CM0004872

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PMEL (gp100), validiert für Western Blot, IHC (Paraffin) und ELISA. Geeignet für Melanomforschung, Melanosom-Biologie und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMEL Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Spezies	Mensch
GenID	6490
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40967
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel