

Anti-Pmel Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40967

Artikelnummer: CM0027855



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PMEL (gp100), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, ideal für Studien zur Melanosomenbiogenese und Melanomantigenen. 70 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMEL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Spezies	Human
GeneID (Human)	6490
GeneID	6490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 320-430 von humanem PMEL (NP_008859.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40967
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eistasche