

Anti-Pmepa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

Artikelnummer: CM0021429

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PMEPA1 (TMEPAI)-Protein, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für TGF-beta-Signalweg- und Prostatakrebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMEPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	56937
GeneID	56937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 173-252 von humanem PMEPA1 (NP_954638.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969W9
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel