

Anti-Pmf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P1K2

Artikelnummer: CM0003184



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen PMF1, geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert in menschlichen und Ratten-Proben. 23kDa Polyamin-modulierter Faktor 1, beteiligt an Chromosomensegregation und Gentranskription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PMF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11243
Gen-ID	11243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-205 von menschlichem PMF1 (NP_009152.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6P1K2
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel