

Anti-Pml+Rara Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P29590 / P10276

Artikelnummer: CM0020099



Einführung

Polyklonaler Antikörper, der das PML-RARA-Fusionsprotein (Typ L APL) zielt. Validiert für IF/ICC und ELISA in menschlichen und Rattenproben. Ideal für die APL-Leukämieforschung und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PML+RARA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PML/RARA; Typ L APL
Spezies	Mensch
GenID	5371/5914
Immunogen	synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 500-600/1-100 von menschlichem PML+RARA (NP_150241.2/NP_000955.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P29590/P10276
Proteingewicht	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
Versand	Eisbeutel