

Anti-Pmm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Artikelnummer: CM0025400



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PMM2 (Phosphomannomutase 2), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Nützlich für die Forschung zu angeborenen Störungen der Glykosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMM2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5373
GenID	5373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-246 von humanem PMM2 (NP_000294.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15305
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel