


Monoklonaler Anti-Pmp70/Abcd3-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28288

Artikelnummer: CM0011901



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches PMP70/ABCD3 (P28288), validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus/Ratte. Ideal für die Forschung zum peroxisomalen Fettsäuretransport und zur Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMP70/ABCD3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5825
Gen-ID	5825
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 560-659 von humanem PMP70/ABCD3 (P28288) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28288
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel