


Anti-Pmp70/Abcd3 Kaninchen Polyklonale Antikörper - P28288

Artikelnummer: CM0023376



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen PMP70/ABCD3, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Geeignet für die Untersuchung des peroxisomalen Fettsäuretransports und Metabolismus bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ZWS2; ABC43; CBA55; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5825
GenID	5825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 340-475 des humanen PMP70/ABCD3 entspricht (NP_002849.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28288
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel