

Anti-Pmpca Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q10713

Artikelnummer: CM0006729

Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen PMPCA (Alpha-MPP). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMPCA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alpha-MPP; PMPCA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23203
GenID	23203
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 291-525 von menschlichem PMPCA (NP_055975.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q10713
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel