

Anti-Pmpcb-Kaninchenpolyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075439

Artikelnummer: CM0015635

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PMPCB, eine wichtige mitochondriale Prozessierungsprotease. Für WB- und ELISA-Anwendungen in humanen, Maus- und Rattenproben validiert. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Imports und des PINK1-Umsatzes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PMPCB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9512
GeneID	9512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 110-380 des humanen PMPCB (NP_004270.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075439
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlpack