

Anti-Pms1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54277

Artikelnummer: CM0015842



Einführung

Kaninchen-polyklonaler PMS1-Antikörper für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist das DNA-Mismatch-Reparaturprotein PMS1, das mit hereditärem nicht-polypösem kolorektalem Karzinom in Verbindung steht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 405-619 von humanem PMS1 (NP_000525.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54277
Protein-Gewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel