

Anti-Pms1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54277

Artikelnummer: CM0021482



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes PMS1 (DNA-Fehlpaarungsreparaturprotein) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen; unterstützt die Forschung im Bereich der DNA-Reparatur und des hereditären nicht-polypösen Kolonkarzinoms (HNPCC).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMS1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5378
GenID	5378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 405-619 von humanem PMS1 entspricht (NP_000525.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54277
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel