


Anti-Pms2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb Und Elisa - P54278

Artikelnummer: CM0006435



Einführung

Anti-PMS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (KO validiert), optimiert für Western Blot und ELISA, erkennt humanes PMS2 (96 kDa). Ein Mismatch-Repair-Endonuklease-Marker für die Erforschung von kolorektalem Karzinom (HNPCC).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] PMS2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5395
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem PMS2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54278
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eistüte