


Kaninchen-Polyclonales Anti-Pms2-Antikörper Für Wb, Elisa - P54278

Artikelnummer: CM0025083



Einführung

Kaninchen-polklonales Antikörper gegen humanes PMS2, eine Endonuklease der DNA-Fehlerpaarungsreparatur. Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Ratte. Ideal für Krebsforschung und MMR-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; PMS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5395
GenID	5395
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P54278
Proteinmasse	96 kDa
Versand	Eisbeutel