


Anti-Pmvk Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q15126

Artikelnummer: CM0013370



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PMVK (Phosphomevalonatkinase), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Reagenz für die Erforschung des Mevalonatwegs und der Cholesterinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMVK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10654
GeneID	10654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-192 des humanen PMVK (NP_006547.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15126
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel