

Anti-Pnkd Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N490

Artikelnummer: CM0029389

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PNKD, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf eine wahrscheinliche Thioesterase ab, die an Entgiftung, Muskelbiologie und Bewegungsstörungen beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNKD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPP1184; PNKD
Art	Mensch
Gen-ID	25953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem PNKD (NP_056303.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N490
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel