


Anti-Pnkp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96T60

Artikelnummer: CM0006549



Einführung

Anti-PNKP Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist das DNA-Reparaturprotein PNKP, ideal für BER- und NHEJ-Pfadstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNKP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11284
GeneID	11284
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von Human PNKP (NP_009185.2) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96T60
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel