


Anti-Pnkp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96T60

Artikelnummer: CM0028500



Einführung

PNKP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges PNKP, eine bifunktionelle Kinase/Phosphatase, die für die DNA-Reparatur essentiell ist. Ideal für Studien zur DNA-Schadensreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNKP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-320 von menschlichem PNKP (NP_009185.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96T60
Proteinmolekulargewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel