

Anti-Pnlip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P16233

Artikelnummer: CM0030680



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Pankreaslipase (PNLIP), validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der Pankreasfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PNLIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5406
GeneID	5406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 166-465 von humanem PNLIP (NP_000927.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16233
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eistüte (Kühlversand)