

Anti-Pnlip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16233

Artikelnummer: CM0026654



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane Pankreaslipase (PNLIP) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Fettverdauung und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNLIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5406
Gen-ID	5406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 166-465 von humanem PNLIP (NP_000927.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16233
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel