

Anti-Pnliprp1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

Artikelnummer: CM0020210



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches inaktives Pankreaslipase-verwandtes Protein 1 (PNLIPRP1/PLRP1), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte, ideal für die Pankreasforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PNLIPRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PLRP1; PNLIPRP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5407
GenID	5407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 298-467 des menschlichen PNLIPRP1 (NP_006220.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54315
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel