


Anti-Pnliprp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P54317

Artikelnummer: CM0015553



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PNLIPRP2/PLRP2. Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Lipidstoffwechsel, zur Pankreasverdauung und zu neuronalen Fragestellungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNLIPRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLRP2; PNLIPRP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5408
Gen-ID	5408
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 301-470 von humanem PNLIPRP2 (NP_005387.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54317
Proteingewicht	52kDa
Versand	Kühltasche