


Anti-Pnma2 Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UL42

Artikelnummer: CM0031047



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes PNMA2 (paraneoplastisches Ma2-Antigen), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung im Bereich Neuroonkologie und paraneoplastische Syndrome.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNMA2 Kaninchen pAb
Alias/Bemerkungen	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
Spezies	Mensch
Gen-ID	10687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 von humanem PNMA2 (NP_009188.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS-Zugangsnummer	Q9UL42
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel