


Anti-Pno1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrx1

Artikelnummer: CM0022410



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PNO1, ein nukleoläres RNA-bindendes Protein, das an der Ribosomenbiogenese beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber menschlichen und Rattenproben. Ideal für Ribosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RRP20; KHRBP1; PNO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-252 des humanen PNO1 (NP_064528.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NRX1
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eispackung