

Anti-Pnpo-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Nvs9

Artikelnummer: CM0020035



Einführung

Dieser PNPO-Antikörper ist für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert. Er reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zur Forschung über den Vitamin-B6-Stoffwechsel geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PNPO-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55163
GeneID	55163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-261 des humanen PNPO (NP_060599.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVS9
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Ice Bag