

Anti-Poc1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbt0

Artikelnummer: CM0029499

Einführung

Anti-POC1A Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das zentriolare Protein POC1A ab, das an der Zentriolenassemblierung und der Ziliogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POC1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25886
GenID	25886
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 138-407 von menschlichem POC1A (NP_056241.3) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBT0
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel