

Anti-Podoplanin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86YI7

Artikelnummer: CM0005206



Einführung

Anti-Podoplanin Kaninchen monoklonaler Antikörper (UniProt Q86YL7) für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Podoplanin. Nützlich für Studien zu Krebs, Zellmigration und Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Podoplanin Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10630
GenID	10630
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 63-162 von menschlichem Podoplanin (Q86YL7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YL7
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel