

Anti-Podoplanin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Artikelnummer: CM0011384



Einführung

Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA, zielen diese kaninchen monoklonalen Antikörper auf Maus-Podoplanin (Gp38/T1alpha) ab. Ideal für Studien zur lymphatischen Entwicklung, Krebsmetastasierung und Zellmigration. Spezifisch für Maus, ~18 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Podoplanin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10630
GenID	14726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-133 von Maus-Podoplanin (NP_034359.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62011
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel