

Anti-Podoplanin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Artikelnummer: CM0013473



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Podoplanin (PDPN, Aggrus, GP36), validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung zu Tumormigration, Lymphe und Blutplättchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Podoplanin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10630
Gen-ID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-131 von humanem Podoplanin (NP_006465.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YL7
Proteinmasse	17kDa
Versand	Eisbeutel