

Anti-Podxl Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00592

Artikelnummer: CM0009218

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches PODXL, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Podozytenbiologie und Krebs progression. Kreuzreagiert mit humanem Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PODXL Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	PC; PDX; PCLP; Gp200; gp135; PCLP-1; PODXL1; PODXL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5420
Gen-ID	5420
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-479 von humanem PODXL (O00592) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00592
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel